



UTILISATION DU TEST ISHIHARA

Poser à plat le test d'Ishihara sur une table propre, bien éclairée, et sans ombre.

Le client ne doit à aucun moment toucher les pastilles avec les mains ou un objet.

- **Etape 1** : le client lit les pastilles avec sa compensation habituelle, on note uniquement les faux.
- **Etape 2** : le client lit les pastilles avec le face à main P, on note les faux.
- **Etape 3** : le client lit les pastilles avec le face à main D, on note les faux.
- **Résultat** : le face à main qui a le moins de réponses fausses, est donc le verre qui correspond au daltonisme du client.

| Numéro pastille | Sans face | Face P | Face D |
|-----------------------|-----------|--------|--------|
| N°1 | | | |
| N°2 | | | |
| N°3 | | | |
| N°4 | | | |
| N°5 | | | |
| N°6 | | | |
| N°7 | | | |
| N°8 | | | |
| N°9 | | | |
| N°10 | | | |
| N°11 | | | |
| N°12 | | | |
| N°13 | | | |
| N°14 | | | |
| N°15 | | | |
| N°16 | | | |
| N°17 | | | |
| N°18 | | | |
| N°19 | | | |
| N°20 | | | |
| N°21 | | | |
| N°22 | | | |
| N°23 | | | |
| N°24 | | | |
| N°25 | | | |
| N°26 | | | |
| N°27 | | | |
| N°28 | | | |
| N°29 | | | |
| N°30 | | | |
| N°31 | | | |
| N°32 | | | |
| N°33 | | | |
| N°34 | | | |
| N°35 | | | |
| N°36 | | | |
| N°37 | | | |
| NOMBRE DE FAUX | | | |